



Dexcom CLARITY -ohjelmisto esittää diabeteksen hallinnan kannalta olennaiset mallit ja trendit avuksi diabeteksen hallintapäätösten tekemisessä. Luo potilastilejä, jotta voit automaattisesti vastaanottaa jatkuvan glukosinseurantajärjestelmän (CGM) tiedot, joita voit tarkastella vuorovaikutteisesti tai tulostaa tapaamisten aikana.

## KÄYTTÖÖNOTTO KLINIKALLE

### CLARITY-sivustoon siirtyminen internetissä

1. Kirjoita selaimen osoiteriville <https://clarity.dexcom.eu/professional>.
2. Valitse **Rekisteröi nyt**.

### Klinikkasi rekisteröiminen

Valtuutetun edustajan on rekisteröitävä kukin klinikka, jotta terveydenhuollon ammattilaiset voivat käyttää sitä. Kun rekisteröit klinikan, sinusta tulee CLARITY-tilin järjestelmänvalvoja.

1. Valitse maa avattavasta valikosta ja valitse sitten **Lähetä**.
2. Täytä rekisteröintilomake ja valitse sitten **Lähetä**.
3. Napsauta saamassasi aktivointisähköpostissa olevaa **Viimeistele rekisteröinti** -kohtaa.
4. Syötä itsellesi käyttäjänimi ja salasana.
5. Valitse ensin **Viimeistele rekisteröinti** ja sitten **OK**.

### Lisää henkilöstötilejä

Järjestelmänvalvojana voit kutsua klinikan henkilöstöä käyttämään Dexcom CLARITY -palvelua. Uusien käyttäjien on hyväksyttävä kutsu ja luotava käyttäjänimi ja salasana tiliensä aktivoimista varten.

1. Valitse ensin **Henkilöstötilit** ja sitten **Lisää henkilöstötili**.
2. Kirjoita työntekijän nimi ja sähköpostiosoite.
3. Määritä käyttöoikeudet valitsemalla **Tavallinen käyttäjä** tai **Järjestelmänvalvoja**.
4. Lähetä aktivointisähköposti kutsutulle käyttäjälle valitsemalla **Tallenna**.

### Potilaan lisääminen

Lisää potilaita, jotka voivat vastaanottaa jatkuvia latauksia ja ladata, jakaa, tarkastella ja tulostaa CGM-tietoja manuaalisesti.

Potilaat kirjautuvat omalle CLARITY-tililleen tietojen tarkastelemiseksi ja jakamiseksi.

1. Valitse **Potilasluettelo**.
2. Valitse **Lisää uusi potilas**.
3. Kirjoita potilaan nimi, syntymäaika ja valinnainen potilastunnus.
4. Valitse **Tallenna**.

## TIETOJEN JAKAMINEN

### Potilaiden kutsuminen jakamaan tietoja

Tietoja ei jaeta klinikan ja potilaiden välillä, ennen kuin potilaat ovat hyväksyneet jakamista koskevan CLARITY-kutsun. Hyväksynnän jälkeen Dexcom Mobilen käyttäjän tiedot latautuvat automaattisesti ja jatkuvasti potilaan CLARITY-tilille. Kutsut voidaan tulostaa tai niitä voidaan tarkastella CLARITY-sovelluksella tai ne voidaan lähettää sähköpostitse kotitietokoneella hyväksyttäväksi.

1. Valitse **Potilasluettelo**.
2. Napsauta kutsuttavan potilaan nimeä.
3. Valitse **Jaa tietoja**.
4. Valitse **Tulosta kutsu**, jos haluat tarkastella kutsua tai tulostaa sen, tai valitse **Lähetä kutsu sähköpostitse**.

### Potilaiden auttaminen CLARITY-sovelluksen kanssa jakamisen valtuuttamisessa

Jotta tiedot ovat heti käytettävissä käynnin aikana, potilaiden tulee tehdä seuraavat:

1. Asentaa Dexcom CLARITY -sovellus älypuhelimeen.
2. Kirjautua sisään henkilökohtaisilla Dexcom-tilitiedoillaan tarpeen mukaan.
3. Valita **Jaa** ja noudattaa näytön ohjeita.

Jakamiskoodi on annettu edellä olevassa osassa mainitussa kutsussa.

Vähimmäisvaatimukset: [dexcom.com/clarity-requirements](https://dexcom.com/clarity-requirements)

Dexcom CLARITY ei ole vielä käytettävissä kaikissa maissa.

Jos sinulla on kysyttävää CLARITYstä, ota yhteyttä paikalliseen Dexcom-edustajaan.

Käyttötarkoitus / turvallisuuslausunto

Verkkopohjainen Dexcom CLARITY® -ohjelmisto on tarkoitettu sekä kotikäyttäjien että terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön heidän auttaessaan diabetesta sairastavia ihmisiä tarkastelemaan, analysoimaan ja arvioimaan jatkuvan glukosinseurantajärjestelmän (CGM) historiatietoja, mikä tukee tehokasta diabeteksen hallintaa. Se on tarkoitettu käytettäväksi lisälaitteena Dexcom CGM -laitteille, joissa on tietoliittymäominaisuuksia. Varoitus: Ohjelmisto ei tarjoa mitään lääketieteellisiä neuvoja, joten sitä ei pidä käyttää tähän tarkoitukseen. Kotikäyttäjien on kuultava terveydenhuollon ammattilaista ennen lääketieteellistä tulkintaa ja hoidon mukauttamista ohjelmiston tietojen pohjalta. Varoitus: Terveydenhuollon ammattilaisten tulee käyttää ohjelmistossa olevia tietoja käytettävissään olevien kliinisten tietojen kanssa. ©2018 Dexcom Inc.



Dexcom, Inc.  
6340 Sequence Drive, San Diego, CA 92121 Yhdysvallat  
[www.dexcom.com](http://www.dexcom.com)  
Yhdysvaltojen ulkopuolella: ota yhteyttä Dexcom-edustajaasi



MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
30175 Hannover, Saksa

