

Accu-Chek – verensokerimittarit tukevat oikeaa verinäytteenottoa

Lansettikynät, joissa Clixmotion®-teknologia

- Hellävarainen teknologia, joka takaa lähes kivuttoman näytteenoton



Helppokäyttöinen testiliuska

- Käyttäjäystävällinen - Testiliuskan ohjaavat nuolet osoittavat kuinka liuska asetetaan mittariin.
- Testiliuskan laaja näytealue tekee veripisaran imeyttämisestä ja kohdentamisesta helppoa.



Mittareissa turvatekijöitä:

- Yli 150 turvatarkistusta, tunnistaa mm. vahingoittuneen liuskan.
- Liuskapurkkiin on selkeästi merkitty viimeinen käyttöpäivämäärä.



Tarkkuus on käyttäjän käsissä


1. Käytä tuotteita asianmukaisesti

Säilytä mittaria ja tarvikkeita ohjeiden mukaan. Varmista etteivät testiliuskat ole vahingoittuneet tai vanhentuneet. Pidä lansettikynä puhtaana ja käytä joka kerta uutta lansettia ottaessasi verinäytteen.



2. Huolehdi käsihygieniasta

Ennen kuin aloitat, pese kädet lämpimällä vedellä ja saippualla, huuhtelee hyvin ja kuivaa huolellisesti. Tarvittaessa voit vielä hieroa valitsemaasi sormeä varovasti kämmenestä sormen päätä kohti tai riiputtaa kättäsi hetki alhaalla lisätäksesi verenkiertoa.




3. Paras näytteenotto kohta on sormenpään reuna-alue

Paina lansettikynää tukevasti ihoa vasten, jolloin lansetti lävistää ihon paremmin ja hellävaraisemmin. Valitse mahdollisimman pieni pistosyvyyys vähentääksesi kipua ja ehkäistäksesi kovettumia. Vaihda pistopaikkaa jokaisella näytteenotokerralla, jotta sormenpäät eivät tule kipeäksi ja iho kovetu. Näytettä otettaessa pyyhi ensimmäinen pisara tarvittaessa pois (hoitopaikkasi ohjeistuksen mukaan). Anna veripisaran muodostua sormenpäähän. Älä puristele sormeä, jotta näytteeseen ei tule kudostenestettä, mikä aiheuttaa virheellisiä tuloksia. Tee uusi pisto lansetilla, jos verta ei tule riittävästi.



4. Mittaa välittömästi.

Kun veripisaran kuva vilkkuu mittarin näytöllä, kosketa veripisaraa testiliuskan keltaisella reunalla.



5. Huomioi mahdolliset mittausta haittaavat tekijät.

Verensokerimittari ei toimi sallittujen olosuhteiden ulkopuolella (esim. lämpötila tai suhteellinen kosteus). Myös häiritsevät aineet, kuten lääkeaineet, voivat vaikuttaa tuloksen. Katso tarkemmat ohjeet mit-tarin käyttöohjeesta tai liuskapakkauksen pakkausselosteesta.



Mikäli sinulla on kysyttävää, voit olla yhteydessä maksuttomaan asiakaspalveluumme numerossa 0800-92066 tai sähköpostitse osoitteeseen fi.accuchek@roche.com