

## Enlite™-sensorin valmistuksen lopetus

Joulukuu 2022

Hyvä terveydenhuollon ammattilainen

Haluamme tiedottaa, että Enlite™-sensori poistuu valikoimastamme 31.3.2023. Huomioikaa, että käyttäjät tarvitsevat uuden hoitotarvikelähetteen uusia tuotteita varten.

### **Enlite™-sensorin käyttäjä voi olla:**

- MiniMed™ Paradigm™ Veo™ -insuliinipumpun käyttäjä,
- MiniMed™ 640G -insuliinipumpun käyttäjä tai
- Guardian™ Connect -erillissensorointijärjestelmän käyttäjä.

### **MiniMed™ Paradigm™ Veo™ -käyttäjien osalta:**

- Jos potilas käyttää Enlite™-sensoria ja MiniLink™-lähettimessä on takuuta jäljellä, ottakaa yhteyttä alueenne edustajaan vaihtoehtoisesta tuotteesta sopimiseksi.

### **MiniMed™ 640G -käyttäjien osalta:**

- Jos potilas käyttää Enlite™-sensoria ja Guardian™ 2 Link -lähettimessä on takuuta jäljellä, vaihdamme ne veloitusetta uuteen Guardian™ Link 3 -lähettimen
- Guardian™ Link 3 -lähetin käyttää 7 vuorokauden Guardian™ 3 -sensoria.
- Ottakaa yhteyttä alueenne edustajaan tuotteen vaihdosta sopimiseksi.

### **Guardian™ Connect -käyttäjien osalta:**

- Vaihdamme kaikki Guardian™ Connect -lähettimet uuteen Guardian™ 4 System -erillissensorointijärjestelmän lähettimeen.
- Guardian™ 4 -erillissensorointijärjestelmä ei tarvitse sormenpäämittauksia.
- Ottakaa yhteyttä alueenne edustajaan tuotteen vaihdosta sopimiseksi.

## Tuotteiden yhteensopivuustaulukko

Lähetin		Guardian™ Link 3	Guardian™ 2 Link*	MiniLink™*	Guardian™ Connect*
Glukoosi- sensori	Guardian™ Sensor 3 - sensori	X	-	-	-
	Enlite™-sensori (poistuu 31.3.2023)	-	X	X	X
Insuliini- pumppu	MiniMed™ 670G*	X	-	-	-
	MiniMed™ 640G*	X	X	-	-
	MiniMed™ Paradigm™ Veo™*	-	-	X	-
Erillis- sensorointi- järjestelmä	Guardian™ Connect*	-	-	-	X

\*Poistunut valikoimasta

Alla olevista taulukoista löydät poistuvan tuotteen ja korvaavien tuotteiden koodit.

### Poistuva tuote (viimeinen myyntipäivä 31.3.2023)

Tuote	Tuotekoodi	Pakkauksen sisältö
Enlite™-sensori	MMT-7008A	5 kpl Enlite™-sensoria

### Tilattavissa olevat korvaavat tuotteet

Tuote	Tuotekoodi	Pakkauksen sisältö
Guardian™ Link 3 -lähetin (aloituspakkaus)	MMT-7810W2	Guardian™ Link 3 -lähetin, laturi, testilaite ja One-press-asetin
Guardian™ Link 3 -lähetin	MMT-7811W2	Guardian™ Link 3 -lähetin
Guardian™ Sensor 3 -sensori	MMT-7020C2	5 kpl Guardian™ Sensor 3 -sensoria

Guardian™ 4 -erillissensorointijärjestelmän osalta ota yhteyttä alueesi edustajaan.

Ystävällisin terveisin,

Medtronic Diabetes Suomi