

## Byte till ny blodpåse för erythrocyter sker i februari-mars 2025

Blodtjänst börjar använda Macopharmas bloduppsamlingspåse i slutet av januari-början av februari. För kunderna syns förändringen som ett byte av påsen för erythrocyter och rekonstituerat blod.

### Tidtabell för förändringen

Från och med 28.1.2025: Enskilda erythrocytprodukter kan levereras till sjukhus i den nya påsen som en del av den stegvisa förändringen. Om transportlådan innehåller en ny påse, packas Macopharmas instruktion "Anslutning blodpåse för transfusion" i Blodtjänst för vidare leverans till vårdenheter.

Från och med 24.2.2025: All blodinsamling sker i de nya påsarna. De nya påsarna används parallellt med de nuvarande under februari-mars, tills de nuvarande blodprodukternas användningstid löper ut.

### Produkter som påverkas av förändringen

- Leukocytbefriade erythrocyter (PSVS, E3846V00)
- Bestrålade leukocytbefriade erythrocyter (PSVSS, E3847V00)
- Tvättade leukocytbefriade erythrocyter (PSVSPE, E7668V00)
- Bestrålade tvättade leukocytbefriade erythrocyter (PSVSPES, E7673V00)
- Rekonstituerat blod (KOOSTEV, E3937V00)
- Bestrålat rekonstituerat blod (KOOSTEVs, E3938V00).

### Kännetecknen för den nya påsen

Den nya påsen skiljer sig utseendemässigt från den nuvarande, men egenskaperna, etiketteringen och priset för de ovan nämnda produkterna förblir oförändrade.

I den nya påsen:

- Skyddet för transfusionsporten är annorlunda och öppnas på ett annat sätt.
- Det finns ingen extra tom provtagnings slang.
- Det finns en orange plastdel som används vid tillverkningen av påsen.
- Det finns fem avtagbara slangsegmenten som användes vid förenlighetsprovningen.

### Ny påse



### Nuvarande påse



### Effekter av förändringen på blodcentraler


Erythrocytprodukten kommer framöver endast att ha fem slangsegmenten, som används vid förenlighetsprövningen, vilket kan påverka blodcentralernas processer. Blodvolymen i ett enskilt segment i den nya påsen är densamma som i den nuvarande.

Blodtjänst strävar efter att leverera produkter till blodcentralerna med så många segment som möjligt kvar. För spårbarhet och eventuella efterföljande biverkningsundersökningar är det viktigt att säkerställa att minst ett slangsegment sparas i blodcentralen eller vårdenheten.

### Effekter av förändringen på vårdenheter

Den nya erythrocytproduktens transfusionsport är annorlunda och dess skydd får inte rivas av. Bifogat till meddelandet finns tillverkarens instruktioner för att öppna skyddet för porten och ansluta transfusionsslangen till produkten. Kraven på aseptiskt arbete bör beaktas vid införandet av den nya påsen.

#### Ny påse



#### Nuvarande påse



### Ytterligare information

Frågor om slangsegmenten som användes vid förenlighetsprövningen:  
Laborariespecialist Anu Korhonen [anu.korhonen@veripalvelu.fi](mailto:anu.korhonen@veripalvelu.fi) eller t. 029 300 1664

Övriga frågor: [asiakaspalvelu@veripalvelu.fi](mailto:asiakaspalvelu@veripalvelu.fi)

### Bilagor

Macopharmas instruktion: Anslutning blodpåse för transfusion

KOPIOR TILL: Blodcentralernas ansvariga sjukskötare och läkare samt kemister