

RocheDiabetes Care Platformin käyttöönotto Fimlabissa

Ohjeet toimipisteille ja pääkäyttäjille

Versio 1.0 17.3.2021



Pilvipalvelutili uudelle toimipisteelle

Roche luo koko Fimlabille hallinnointirakenteen rekisterinpitäjien mukaan. Jokaisella rekisterinpitäjällä on vähintään yksi pääkäyttäjä, jolla on mahdollisuus luoda lisää käyttäjätunnuksia kyseisen rekisterinpitäjän pilvipalvelutiliin.

1. Fimlabin asiakkaat ovat yhteydessä Fimlabiin diabetes@fimlab.fi pilvipalvelutilin luomiseksi.
2. Roche perustaa Fimlabin pyynnöstä pilvipalvelutilit.
3. Roche lähettää Fimlabin nimeämille pääkäyttäjille kutsun järjestelmään.

Ammattilaisen käyttäjätunnuksen luominen

Ohjeet pääkäyttäjälle

Näin luot uuden terveydenhuollon ammattilaisen käyttäjätunnuksen.

1. Avaa lomake uuden ammattilaisen lisäämiseksi

Kirjaututtuasi sisään RocheDiabetes Care Platformiin, klikkaa aloitusnäkyssä ylävalikon kolmesta ikonista oikeassa laidassa olevaa.

Avautuvassa valikossa näet kohdan ”**Lisää ammattilainen**”. Klikkaa siitä.

Potilaiden hallinta
Kaikki näytetyt potilaiden tiedot on otettu edellisen 14 päivän aikana.

Näytetään 5 tulokset seuraavalta: Ika: Kaikki | Sukupuoli: Kaikki | Diabetestyyppi: Kaikki | Suodattimet | Poista kaikki suodattimet

Tuloksia sivulla: 10 | Lajitteluperuste: Last name

POTILASTIEDOT	LAITTEEN SYNKRONOINTI	MITTAUSTA/PÄIVÄ	GLUKOOSITASON JAKAUMA	HYPO	HYPER
Kotijakelu, Jari ID 251180 Raskausdiabetes	91 PÄIVÄÄ SIITEN 12:28 hr	EI TIETOJA	ERITTÄIN MATALA < 54 mg/dL ALHAINEN < 70 mg/dL TAVOITEALUEELLA 70 - 180 mg/dL KORKEA > 180 mg/dL ERITTÄIN KORKEA > 250 mg/dL	HYPO < 70 mg/dL	HYPER > 180 mg/dL
Kotijakelu, Jari ID 010101 Tyypit 2	EI TIETOJA	EI TIETOJA	ERITTÄIN MATALA < -- mg/dL ALHAINEN < ++ mg/dL TAVOITEALUEELLA ----- mg/dL KORKEA > -- mg/dL ERITTÄIN KORKEA > ++ mg/dL	HYPO < -- mg/dL	HYPER > ++ mg/dL
Koulutus, Helmi ID helmi12345 Tyypit 1	EI TIETOJA	EI TIETOJA	ERITTÄIN MATALA < -- mg/dL ALHAINEN < ++ mg/dL TAVOITEALUEELLA ----- mg/dL KORKEA > -- mg/dL ERITTÄIN KORKEA > ++ mg/dL	HYPO < -- mg/dL	HYPER > ++ mg/dL
Meikalainen, Matti ID 000001 Tyypit 1	EI TIETOJA	EI TIETOJA	ERITTÄIN MATALA < -- mg/dL ALHAINEN < ++ mg/dL TAVOITEALUEELLA ----- mg/dL KORKEA > -- mg/dL ERITTÄIN KORKEA > ++ mg/dL	HYPO < -- mg/dL	HYPER > ++ mg/dL
Tester, Jari					


Ammattilaisen käyttäjätunnuksen luominen

Ohjeet pääkäyttäjälle

2. Täytä lomakkeeseen terveydenhuollon ammattilaisen pakolliset tiedot.

- Etunimi
- Sukunimi
- Kieli: suomi (FI)
- Sähköpostiosoite
- Terveydenhuollon ammattihenkilön tunnus (pakollinen kenttä): laita kohtaan henkilön oma puhelinnumero
- Ammattihenkilö -kohtaan valitaan "HCP_MASTER" eli käyttäjälle annetaan laaja näkymä tietoihin.
- Avaa yhteys: Kyllä

Valitse lopuksi **"Tallenna muutokset"**



Hae potilasta nimellä/tunnuksella

Lisää ammattilainen

Etunimi	Marja	Sukunimi	Meikäläinen
Syntymäaika Valinnainen	Kuukausi ▼ Päivä ▼ Vuosi ▼	Puhelinnumero Valinnainen	
Kieli	suomi (FI) ▼	Sähköposti	ma.esimerkki@roche.fi
Ammattihenkilö	HCP_MASTER ▼	Terveydenhuollon ammattihenkilön tunnus	123456

Avaa yhteys
 Kyllä Ei

Peruuta Tallenna Muutokset


Ammattilaisen käyttäjätunnuksen luominen

Ohjeet pääkäyttäjälle

3. Uusi ammattilaisprofiili on lisätty.

Lisäämäsi ammattilaisen sähköpostiin on lähtenyt viesti Rochelta tilin käyttöönottoon liittyen, jonka avulla henkilö pääsee kirjautumaan tililleen.

Henkilö voi päivittää ja täydentää tietojansa kirjaututtuaan ensimmäisen kerran tililleen.



Doing now what patients need next