

Fimlab

Laboratoriemeddelande 126/2021 (Mikrobiologi)

Österbotten: Koronaprovtagningsrör

6466 -CV19NhO (Tammerfors undersökning)

Alla ibruktagna provtagningsrör passar för undersökningen (**cobas[®] PCR media kit**, **Vacurette[®] VST**, **UTM[®]**, **eSwab[®]**).



26466 -NCovNhO ("pikakorona")

Vasa: Endast provtagningsrören **Vacurette[®] VST**, **UTM[®]** och **eSwab[®]** passar för snabbtest.



Jakobstad: Provtagningsstickan bryts av och sätts i ett tomt fabriksrent eller sterilt rör med skruvkork (utan transportvätska).

23077 -RMikNhO (Respiratoriska mikrober, påvisning av nukleinsyra)

Endast UTM[®]-rör passar för undersökningen.



2579 -RvirAq (antigenpanelundersökning)

Provtagningsstickan bryts av och sätts i ett tomt fabriksrent eller sterilt rör med skruvkork (utan transportvätska).

Mera information

För mera detaljerad information om undersökningar och deras tolkning: se i den elektroniska handboken <http://www.vshp.fi/medserv/klkemi/search.asp>

Roosa Jämsén
sjukhusmikrobiolog

Tapio Seiskari
chef för specialområdet