

Fimlab

Laboratoriotiedote 126/2021 (Mikrobiologia)

Pohjanmaa: Koronanäytteenotto-putket

6466 -CV19NhO (Tampereen tutkimus)

Tutkimukseen käyvät **kaikki** käytössä olevat näytteenotto-putket (**cobas[®] PCR media kit**, **Vacurette[®] VST**, **UTM[®]**, **eSwab[®]**).



26466 -NCovNhO ("pikakorona")

Vaasa: Tutkimukseen käyvät vain näytteenotto-putket **Vacurette[®] VST**, **UTM[®]**, **eSwab[®]**.



Pietarsaari: Näytetikku katkaistaan tyhjään tehdaspuhtaaseen tai steriiliin kierrekorkilliseen putkeen (ilman kuljetusnestettä).

23077 -RMikNhO (Respiratoriset mikrobit, nukleiinihapon osoitus)

Tutkimukseen käy **vain UTM[®]-putki**.



2579 -RvirAg (antigeenipaneelitutkimus)

Näytetikku katkaistaan **tyhjään** tehdaspuhtaaseen tai steriiliin kierrekorkilliseen putkeen (ilman kuljetusnestettä).

Lisätiedot

Tarkemmat tiedot tutkimuksista ja niiden tulkinnasta pyydetään tarkistamaan sähköisestä ohjekirjasta <http://www.vshp.fi/medserv/klkemi/search.asp>

Roosa Jämsén
sairaalamikrobiologi

Tapio Seiskari
erikoisalajohtaja