

## Undersökningen Kvantitativ hemoglobin i avföringen tas i bruk fr.o.m. 9.12.2024

Undersökningen används för att påvisa förekomsten av hemoglobin i avföringen. Undersökningen är avsedd för utvärdering av behovet av koloskopi hos patienter med symtom på grundval av rekommendationen från Suomen Gastroenterologiayhdistys (Finska Gastroenterologiska Sällskapet) och den ersätter det tidigare påvisandet av hemoglobin i avföringen (3813).

Undersökningen utförs med samma utrustning som den nationella screeningen för tarmcancer, men förutsätter en begäran om undersökning från den beställande enheten. Screeningundersökningen för tarmcancer kan däremot inte beställas på begäran från vårdenheten. Om vårdenheten vill beställa ett test för påvisande av hemoglobin i avföringen ska remissen skrivas för undersökningen 6455. Den undersökta kan hämta ett provkärl och anvisningen för att lämna prov från Fimlabs provtagningsställe. Provkärlen kan också beställas till vårdenheten och ges till de undersökta där. Då är det viktigt att komma ihåg att ge de undersökta anvisningen för att lämna prov som hittas i Fimlabs handbok enligt följande: [Handbok > Patientanvisningar > Blod i avföringen](#). Provet ska lämnas till laboratoriet och kan inte postas i ett returkuvert (returkuvertet och möjligheten att posta används endast vid screening av tarmcancer).

<b>6455 F -hHb</b>	<b>Hemoglobin, avföring (kvant)</b>								
Metod:	Immunoturbidometri								
Provuppgifter:	Som prov lämnas en liten mängd färsk avföring. Provet tas genom att snurra runt provkärls provsticka i avföringen. Fårorna i ändan av provstickan ska fyllas, men mer prov än så ska inte tas. Om provmängden är för stor kan provet inte analyseras. Ett avföringsprov i ett provkärl kan förvaras i kylskåp i 14 dagar. Levereras i rumstemperatur. Provet får inte frysa till is.  Anvisningen för provtagning finns också i: <a href="#">Handbok &gt; Patientanvisningar &gt; Blod i avföringen</a> .								
Resultatet färdigt:	På vardagar inom två dagar.								
Provtagningskärl:	OC-auto sampling bottle 3. Den undersökta kan hämta ett provkärl från Fimlabs provtagningsställe. Provkärlen kan också beställas på förväg till vårdenheten och ges till de undersökta där. Då är det viktigt att komma ihåg att ge de undersökta anvisningen för att lämna prov.								
Tolkning:	<table border="1"><thead><tr><th>Resultat ug/g</th><th>Utlåtande</th></tr></thead><tbody><tr><td>UNDER 10</td><td>Negativt, det vill säga normalt resultat. Det finns inget blod i avföringen.</td></tr><tr><td>10 - UNDER 25</td><td>Gränsvärde; hos en patient med symtom är blödning i tarmen möjlig.</td></tr><tr><td>25 eller ÖVER</td><td>Positiv. Blod i avföringen.</td></tr></tbody></table>	Resultat ug/g	Utlåtande	UNDER 10	Negativt, det vill säga normalt resultat. Det finns inget blod i avföringen.	10 - UNDER 25	Gränsvärde; hos en patient med symtom är blödning i tarmen möjlig.	25 eller ÖVER	Positiv. Blod i avföringen.
Resultat ug/g	Utlåtande								
UNDER 10	Negativt, det vill säga normalt resultat. Det finns inget blod i avföringen.								
10 - UNDER 25	Gränsvärde; hos en patient med symtom är blödning i tarmen möjlig.								
25 eller ÖVER	Positiv. Blod i avföringen.								

# Fimlab

Om hemoglobinhalten är över 200 ug/g lägger vi till en anmärkning i utlåtandet "Hb-halten över 200 ug/g".

Om provet är äldre än 14 dagar vid analysen svarar vi endast positiva resultat (25 eller ÖVER) och lägger till en anmärkning om det föråldrade provet. Negativa eller gränsvärdesresultat besvaras inte från föråldrade prover eftersom de kan vara falska negativa. I dessa fall anger vi i resultatvyn: "Provet är föråldrat. Ett nytt prov begärs". Då måste den beställande enheten göra en ny undersökningsbegäran för den undersökta och den undersökta måste lämna in ett nytt prov till laboratoriet.

## Beställning och distribution av provtagningsrör

Centralsjukhusets enheter hämtar rören från sjukhusens materialdistribution:

- Tays Hatanpää avhämtningsskåp
- Tays Kampus polikliniklaboratoriums lager
- Tavastehus diagnostiklaboratoriums avhämtningsskåp
- Lahtis diagnostiklaboratoriums avhämtningsskåp
- Jyväskylä Nova H2 logistikrum
- Vasa diagnostiklaboratoriums B3 avhämtningsskåp

Enheter utanför centralsjukhuset gör materialbeställningen med den välfärdsområdesspecifika beställningsblanketten, som finns på: [Tarviketilaukset sopimusasiakkaille - Fimlab](#)

## Tilläggsinformation

För noggrannare information om undersökningen och tolkningen av resultaten kan ni konsultera den elektroniska laborariehandboken [fimlab.fi/ohjekirja](http://fimlab.fi/ohjekirja).

## Förfrågningar

Screeningar, vardagar kl. 8–15 tfn 041 731 0810

Kundtjänst och rådgivning för professionella i Österbotten, tel. 041 7314 786.

Venla Viitanen, läkare