





















MEDTRONICIN INSULIINIPUMPPUJEN LÄHETTIMIEN JA SENSOREIDEN YHTEENSOPIVUUSTAULUKKO

		LÄHETIN				
		Guardian™ 4 	Guardian™ BLE Link 3 	Guardian™ Link 3 	Guardian™ 2 Link 	MiniLink™ 
GLUKOOSI- SENSORI	Guardian™ 4 -sensori					
	Guardian™ Sensor 3 -sensori					
	Enlite™-glukoosisensori					
INSULIINI- PUMPPU	MiniMed™ 780G 					
	MiniMed™ 670G* 					
	MiniMed™ 640G 					
	MiniMed™ Paradigm™ Veo™ 					

Huomaatathan, että sensori valitaan lähettimen mallin perusteella.
www.medtronic-diabetes.fi

*MiniMed™ 670G -insuliinipumppu ei enää tilattavissa.
UC201910184a FI ©2021 Medtronic. Kaikki oikeudet pidätetään. Medtronic, Medtronic logo, Guardian, MiniMed ja Paradigm ovat Medtronicin tavaramerkkejä.