



## **VIRTSANÄYTE KUVAOHJE, TYTÖT RUOTSINKIELINEN (ANVISNING FÖR URINPROVGIVNING FÖR FLICKOR)**

## Anvisning för urinprovtagning för flickor


För att försäkra kvaliteten av provet skall ni låta bli att urinera 4 timmar före provtagningen. För urinprovtagning har ni fått en burk med lock samt vacuumprovör. **Öppna inte korkarna på provrören!**




Tvätta händerna.





Håll isär flickans blygdläppar.



Tvätta de yttre könsorganen med handdusch.




Torka framifrån bakåt med WC-papper.




Avlägsna locket från burken. Låt barnet först urinera litet ner i WC-skålen.

För urintagningsburken under urinstrålen och låt barnet urinera ung. 2/3 av burkens volym utan att avbryta urineringen. Vidrör inte burkens insida.

Låt resten av urinen rinna ner i WC-skålen.



Skruva fast locket på burken och ta bort etiketten från locket. Akta er för provnålen. Sätt provburken på bordet. Tryck ner varje rör med korken före mot provnålen. Håll kvar röret tills det fyllts helt. Fyll alla provrören.



Vänd rören upp och ner 6 gånger. För provrören till laboratoriet så fort som möjligt.

Fyll i följande uppgifter och returnera denna anvisning på samma gång med provet:

Namn: \_\_\_\_\_

Socialskyddssignum: \_\_\_\_\_

Från föregående urinering hade det vid provtagningstillfället förflutit \_\_\_\_\_ timmar. Urinprovet togs \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ tidpunkt \_\_\_\_\_.