



Lähettäjä:

Näytteenottoaika: _____

Vastausosoite: _____

Tutkittava:

Etunimi: _____

Sukunimi: _____

Henkilötunnus: _____ Mies
 Nainen

Lähettäjän näytteen numero: _____

Näytteen numero: _____ (THL täyttää)

Näyte saapunut THL:ään: _____ (THL täyttää)

Henkilötietotarralle paikka kääntöpuolella =>

Lääkäri/hoitajan nimi: _____ Puhelinnumero: _____

Työdiagnosi,
oirekuvaus:

Halvausoireiden alkamispäivämäärä,
lokalisatio, mahdollinen kehitys:

Muut neurologiset oireet:

Poliorokotukset:

Annosmäärä: _____

Viimeinen antovuosi: _____

Matkustusanamneesi viimeisen
kahden kuukauden ajalta:

Näytteet:

<input type="checkbox"/> 1. uloste	pvm _____	Näytteen ottaja: _____
<input type="checkbox"/> 2. uloste	pvm _____	Näytteen ottaja: _____
<input type="checkbox"/> likvori	pvm _____	Näytteen ottaja: _____
<input type="checkbox"/> 1. seerumi	pvm _____	Näytteen ottaja: _____
<input type="checkbox"/> 2. seerumi	pvm _____	Näytteen ottaja: _____
<input type="checkbox"/> nielunäyte	pvm _____	Näytteen ottaja: _____

Poliovirusinfektioiden seurantaan tulevat näytteet tutkitaan maksutta.



Paikka henkilötietotarralle

Poliovirustutkimuksiin tarvittavat näytteet:

Näytteet säilytetään n. +4 asteessa ja lähetetään mahdollisimman pian Virologian yksikköön.

Kaksi ulostenäytettä (n. 2g) virusviljelyä varten.

Näytteet otetaan kahtena peräkkäisenä päivänä **kahden ensimmäisen viikon aikana halvausoireiden alusta**.
Virusta erittyy pitempäänkin, mutta tämän jälkeen viljelynegatiiviseksi jäävien näytteiden osuus kasvaa nopeasti.

Täydentävät näytteet: nielunäyte virusviljelyyn, likvori- ja pariseeruminäytteet vasta-ainetutkimuksiin.
Ensimmäinen seeruminäyte otetaan heti oireiden alkamisen jälkeen ja toinen seeruminäyte 2 - 4 viikkoa myöhemmin.

Veri-, selkäydin- ja nielunäyte otetaan potilaasta tavanomaisesti. Seerumi erotetaan verinäytteestä sentrifugoimalla (näytteen ottanut laboratorio). Pariseerumien vasta-ainetasojen määrittystä varten akuuttivaiheessa otettu seeruminäyte säilytetään jäädytettynä (alle -18 asteessa).

Lähete: "Poliovirusinfektion osoittamiseksi tarvittavien näytteiden lähetetiedot" -lomake (käännä)
- täytä huolellisesti kaikki kohdat

Näytteiden lähetyks: - pakkaa jokainen näyte omaan Minigrip-pussiin imutyynyn kanssa
- pussit pakataan mielellään n. +4 asteen kylmäpakkaukseen
- kylmäpakkaukset pakataan keltamustaraidalliseen pahvilaatikkoon
- laatikossa on oltava UN3373- sekä BIOLOGINEN MATERIAALI,
KATEGORIA B -tarrat (perustuu kansainvälisiin sääntöihin)
- lähettäjä maksaa postimaksun

HUOM: Posti Oy kuljettaa laatikot maksikirjeenä, ILMAN pakettikorttia
<http://posti.fi/liitteet-yrityksille/ohjeet/laboratorionaytteiden-lahettaminen-ohje.pdf>

Lähetysosoite: THL
Virusinfektiot-yksikkö
PL 30
00271 HELSINKI

Tulokset: - tulokset vastataan kirjallisesti

Asiakaspalaute: Toimintaamme koskevat palautteet pyydämme lähettämään sähköpostitse poliolab@thl.fi