



Efter Efficare->Lifecare uppdateringen 10.9.2022 måste alla som beställer laboratorieprov göra behövliga ändringar till "Työasemakohtaiset asetukset". Ändringen ska göras före man beställer prov, minimikravet är att alla korrigerar enhet och standard etikettskrivare.

- Arbetsstationsinställningarna blir **personliga inställningar** (rubriken är missvisande "Työasemakohtaiset asetukset").
- Detta betyder att personal som arbetar på flera enheter behöver ändra inställningarna när de byter arbetsplats för att beställningen ska bli rätt.
- I inställningarna kan man ännu spara tre olika etikettskrivare. Vid utskrift etiketter kan man välja någon av dessa tre skrivare. Kom ihåg att ändra enhet.

Valitse hoitotapahtuma

070707-0707

TESTI-HESSU, HOPO

Valitse Laaja haku Ei hoitotapahtumaa

Aika Tapahtuma Yksikkö Resurssi



Työasemakohtaiset asetukset

Yksikkö: Akuutti psykiatrian os. 4

Kertymä oletuksena:

Näytteet ajalta (oletus): kk

Katsotuksi kuittaus (oletus): Oma org + Oma yksikkö

Linkit: Tietoa sovelluksesta Tutkimukset

Lähetekäsittely

Käyttäjätunnus tilaavaksi lääkäriksi:

Käyntityyppi (oletus): 2

Vain oman ryhmän yksiköt:

Oletustarratustoin:

Laboratorion päivystystarratustoin:

Hoitoyksikön tarratustoin:

Näytteenottoaika pakollinen: Huone/vuode pakollinen:

Potilasohjetta EI näytetä: Tutkimusten voimassaolotarkistus:

Tutkimusten sarakelkm: 5

Vastausten selaus

Tuloslista potilaittain: Käyttäjätunnus poimintaehdoksi:

Sisäänkirjatut: Tulokset lähtien (oletus): 0 päivää taaksepäin

Tallenna Sulje