

## Punasolupussit vaihtuvat uusiin helmi-maaliskuussa 2025

Veripalvelussa otetaan tammi-helmikuun vaihteessa käyttöön Macopharman verenottopussi. Asiakkaille tämä näkyy punasolu- ja koosteveripussin vaihtumisena.

### Muutoksen aikataulu

28.1.2025 alkaen sairaaloihin voidaan toimittaa yksittäisiä punasoluvalmisteita uudessa pussissa porrastetun käyttöönoton takia. Jos kuljetuslaatikko sisältää uuden pussin, siihen pakataan Veripalvelussa Macopharman ohje "Siirtoportin avaaminen ja verensiirtoletkuston yhdistäminen" hoitoyksikköön toimitettavaksi.

24.2.2025 alkaen kaikki verenluovutukset kerätään uusiin pusseihin. Uudet pussit ovat helmi-maaliskuussa käytössä nykyisten rinnalla, kunnes näiden valmisteiden käyttöaika loppuu.

### Valmisteet, joita muutos koskee

- Punasolut, valkosoluton (PSVS, E3846V00)
- Punasolut, valkosoluton sädetetty (PSVSS, E3847V00)
- Punasolut, valkosoluton pesty (PSVSPE, E7668V00)
- Punasolut, valkosoluton pesty sädetetty (PSVSPE, E7673V00)
- Koosteveri (KOOSTEV, E3937V00)
- Koosteveri, sädetetty (KOOSTEVS, E3938V00)

### Uuden pussin tunnusmerkit

Uusi pussi poikkeaa nykyisestä ulkoisesti, mutta edellä mainittujen valmisteiden ominaisuudet, etiketointi ja hinta säilyvät ennallaan.

Uudessa pussissa:

- siirtoportin suoja on erilainen ja se avataan eri tavalla
- ei ole ylimääräistä tyhjää näytteenottoletkua
- on oranssi muovinen pussin valmistukseen käytetty osa
- on viisi irrotettavaa sopivuuskoejaoketta.

### Uusi pussi



### Nykyinen pussi



### **Muutoksen vaikutukset verikeskuksiin**


Punasoluvalmisteissa on jatkossa vain viisi sopivuuskoejaoketta, mikä voi vaikuttaa verikeskusten prosesseihin. Uuden pussin yksittäisen sopivuuskoejaokkeen verivolyyymi on vastaava kuin nykyisessä pussissa.

Veripalvelu pyrkii toimittamaan valmisteet verikeskuksiin siten, että niissä on mahdollisimman monta jaoketta jäljellä. Jäljitettävyyden ja mahdollisten haittavaikutustutkimusten takia on tärkeää varmistaa, että verikeskuksessa tai hoitoyksikössä otetaan vähintään yksi sopivuuskoejaoke talteen.

### **Muutoksen vaikutukset hoitoyksiköihin**

Uuden punasoluvalmisteen siirtoportti on erilainen nykyiseen pussiin verrattuna. Tiedotteen liitteenä on valmistajan ohjeistus siirtoportin suojan avaamisesta ja verensiirtoletkuston yhdistämisestä valmisteeseen. Aseptisen työskentelyn vaatimukset on hyvä huomioida uuden pussin käyttöönoton yhteydessä.

#### **Uusi pussi**



#### **Nykyinen pussi**



### **Lisätietoja**

Sopivuuskoejaokkeisiin liittyvät kysymykset  
Laboratorioasiantuntija Anu Korhonen,  
[anu.korhonen@veripalvelu.fi](mailto:anu.korhonen@veripalvelu.fi) tai p. 029 300 1664

Muut kysymykset  
[asiakaspalvelu@veripalvelu.fi](mailto:asiakaspalvelu@veripalvelu.fi)

### **Liitteet**

Macopharman ohje: Siirtoportin avaaminen ja verensiirtoletkuston yhdistäminen

JAKELU: Verikeskusten vastuuhoidajat ja -lääkärit, kemistit