

VIRTSANÄYTE KUVAOHJE, NAISET

Virtsanäytteenotto: Ohje naisille



1. Sinun tulee olla virtsaamatta vähintään 4 tuntia ennen näytteenottoa.
2. Näytteen antamista varten olet saanut kannellisen purkin sekä alipaineistetun näyteputken. Putken korkkia ei saa avata!
3. Pese kätesi.
4. Levitä häpyhuulet ja pese ulkosynnyttimet käsisuihkulla.
5. Kuivaa WC-paperilla edestä taaksepäin suuntautuvalla vedolla.
6. Avaa näytepurkin kansi. Laske virtsaa aluksi WC-pyttyyn.
7. Kerää noin 2/3 purkillista virtsasuihkua katkaisematta. Älä koske astian sisäpintaan. Loppuvirtsan saa laskea WC-pyttyyn.
8. Sulje purkin kansi tiukasti, poista kannen tarra. Aseta näytepurkki pöydälle.
9. Paina näyteputki korkki edellä näyteneulaa vasten pohjaan saakka, kunnes virtsa suihkuu putkeen. Odota, että näyteputki täyttyy.
10. Käännä putki ylösalaisin 5 kertaa.
11. Toimita näyteputki ja tämä ohje täytettynä laboratorioon mahdollisimman pian.

Palauta tämä ohje näytteen mukana ja täydennä näytetiedot:

Nimi:

Henkilötunnus:

Edellisestä virtsaamisesta oli kulunut tuntia.

Virtsanäyte otettu /..... 20..... klo