



VIRTSANÄYTE KUVAOHJE, MIEHET

Virtsanäytteen anto-ohje miehille


Luotettavan näytteen saamiseksi virtsan tulisi olla rakossa vähintään 4 tuntia ennen näytteenottoa. Näytteenantovälineiksi olette saanut kannellisen purkin sekä alipaineistettuja näyteputkia. **Putkien korkkeja ei saa avata!**




2 Peskää kätenne.




3 Vetäkää esinahkanne taakse.




4 Pyyhkikää virtsaputkenne suu 3-4 puhtaalla veteen kostutetulla WC-paperilla.



5 Kuivatkaa WC-paperilla.




1




6 Avatkaa näytepurkin kansi. Laskekaa virtsaa aluksi WC-pyttyyn.

7 Kerätkää noin 2/3 purkillista virtsasuihkua katkaisematta. Älkää koskeko astian sisäpintaan.

8 Loppuvirtsan saatte laskea taas WC-pyttyyn.



9 Sulkekaa purkin kansi tiukasti, poistakaa kannen tarra. Asettakaa näytepurkki pöydälle. Painakaa kukin näyteputki korkki edellä näyteneulaa vasten pohjaan saakka, kunnes virtsa suihkuu putkeen. Täyttäkää kaikki putket.



10 Kääntäkää putket ylösalaisin 6 kertaa. Toimittakaa näyteputket laboratorioon mahdollisimman pian.

Palauttakaa tämä ohje näytteen mukana ja täydentäkää näytetiedot:

Nimenne: _____

Henkilötunnuksenne: _____

Edellisestä virtsaamisestanne oli kulunut _____ tuntia.

Virtsanäyte otettu ____/____ klo _____