
VIRTSANÄYTE KUVAOHJE, POJAT

Virtsanäytteenotto: Ohje pojille



1. Lapsen tulee olla virtsaamatta vähintään 4 tuntia ennen näytteenottoa.
2. Näytteen antamista varten olet saanut kannellisen purkin sekä alipaineistetun näyteputken. Putken korkkia ei saa avata!
3. Pese kätesi.
4. Vedä lapsen esinahka taakse.
5. Pyyhi virtsaputken suu 3-4:llä puhtaalla veteen kostutetulla WC-paperilla.
6. Kuivaa WC-paperilla.
7. Avaa näytepurkin kansi. Anna lapsen virtsata aluksi hieman WC-pyttyyn.
8. Kerää lapsen virtsaa noin 2/3 purkillista virtsasuihkua katkaisematta. Älä koske astian sisäpintaan. Loppuvirtsan lapsi saa laskea WC-pyttyyn.
9. Sulje purkin kansi tiukasti, poista kannen tarra. Aseta näytepurkki pöydälle.
10. Paina näyteputki korkki edellä näyteneulaa vasten pohjaan saakka, kunnes virtsa suihkuu putkeen. Odota, että näyteputki täyttyy.
11. Käännä putki ylösalaisin 5 kertaa.
12. Toimita näyteputki ja tämä ohje täytettynä laboratorioon mahdollisimman pian.

Palauta tämä ohje näytteen mukana ja täydennä näytetiedot:

Nimi:

Henkilötunnus:

Edellisestä virtsaamisesta oli kulunut tuntia.

Virtsanäyte otettu /..... 20..... klo