



Pvm _____

ALLERGIAN ERIKOISLABORATORIOTUTKIMUKSET

8352 S -IgE-Et (immunospot) Seerumin allergeeni -IgE-vasta-aineet erikoistekniikalla. Allergeeni-IgE-vasta-aineiden osoittaminen potilaan seerumista, kun epäillään välitöntä (IgE-välitteistä) allergiaa. Analyysiin tarvittavat näytteet: potilaan seeruminäyte (5 ml) ja tarvittaessa epäilty allergeeninäyte (100 mg tai 2 ml; sovitaan erikseen) (www.hus.fi/immunospot).

20684 S -IgESiru (mikrosiru) Seerumin allergeenikomponentti -IgE-vasta-aineet mikrosiru-menetelmällä. IgE-vasta-aineiden osoittaminen yksittäisiin stabiileihin/labiileihin allergeenikomponentteihin. Mikrosirun yli 100 allergeenikomponenttia on listattuna osoitteessa www.hus.fi/mikrosiru. Analyysiin tarvittava näytemäärä on noin 0,1–5 ml seerumia.

Vastausosoite (laskutusosoite, jos poikkeava) Yhteyshenkilö/hoitava lääkäri/puh.

Potilaan nimi ja henkilötunnus Näytteen ottopvm.

ESITIEDOT:

Anafylaksia kyllä ei

Ammattitautiepäily kyllä ei

Potilaan oireet (hengitystie/iho/suolisto):

Ihotestitulokset:

IgE-vasta-ainetulokset:

Altistukset:

Siedätyshoidot:

Epäilty allergeeni; alkuperä, valmistemuoto, koostumus, käyttö, ym.? (Tarvittaessa jatka kääntöpuolelle tai käytä liitteitä.)

MIKÄ ON KLIININEN ONGELMA, JONKA VUOKSI TUTKIMUS TEHDÄÄN?

LÄHETTEEN PALAUTUS: Näytteiden mukana tai erikseen faksilla 09 471 86564.
TIEDUSTELUT: laboraattori p. 09 471 86431, laboratoriohoitaja p. 09 471 86430