

16.6.2021

Tällä lomakkeella hoivayksiköt Vaasassa voivat tilata näytteenottotarvikkeita. Tilatut tuotteet noudetaan Vaasan keskussairaalan laboratoriosta (Hietalahdenkatu 2-4, 3 kerros) ja ovat noudettavissa n. 1 viikko tilauksen saapumisesta. Kotisairaanhoidajat voivat ottaa tarvitsemansa tuotteet ilman tilausta samalla kun tuovat näytteitä laboratorioon.

OHJE TILAAJALLE

Kuka tilaa: Vaasan alueen palvelutalot, näyte analysoidaan Fimlabissa

Tilauslomake toimitetaan: sähköpostin liitteenä osoitteeseen materiaalitvaasa@fimlab.fi

Tarvike		Tuotenumero	Tilaus yksikkö	Tilattava määrä
EDTA-putket	5/3 ml EDTA K2 (violetti korkki)	368499	kpl	
	5/2 ml EDTA K2 (tumma violetti korkki)	368274	kpl	
	5/4 EDTA K2 (tumma violetti korkki)	368861	kpl	
	Mikroputki EDTA K2 500 mikrol	365975	kpl	
Seerumiputket	5/4 ml seerumi (puna/musta korkki)	454433	kpl	
	5/4 ml seerumigeeli (puna/keltainen korkki)	454078	kpl	
Hepariiniputket	5/3 ml Li-hepar. (mintunvihreä korkki)	368497	kpl	
	Mikroputki Li-hep 500 mikrol	365986	kpl	
Metallit ja hivenaineet	7/6 ml Na-hepar. (tumma sin./musta korkki)	456080	kpl	
Sokeriputki	5/2 ml FC mix tube (harmaa korkki)	454511	kpl	
Sitraattiputket	5/1,8 ml Na-sitraatti (vaal.sin korkki)	363047	kpl	
	Vacurette 4NC ESR sodium citrate 3,2 % (lasko)	729073	kpl	
Virtsanäyteputket	VACUTAINER muovi 10ml (säilöntäaineella)	364955	kpl	
	VACUTAINER muovi 4ml (säilöntäaineella)	364958	kpl	
	VACUTAINER muovi 6ml (beige korkki)	368501	kpl	
	VACUTAINER muovi 11ml (beige korkki)	364915	kpl	
Neulat	Vakuumiverinäyteturvaneula 21G 0,8x32	368650	kpl	
	Siipineula 21G 19 cm	450085	kpl	
	Verilansetti pisto	85.1016	kpl	
Virtsanäytteenottoasetti	Purkki+putket+ohje	VLL0110041	kpl	
Ulostepurkki	Näytepurkki lusikalla	V201091	kpl	
Bakteeriviljelytikku	M40 näytteenottotikku elatusaineputkessa	VLL0110037	kpl	

Tilaajan tiedot

Tilaajan nimi (selvästi)		Puhelinnumero	
Tilaava yksikkö		Tilauspäivä	