

24.11.2023

Tällä lomakkeella hoivayksiköt Vaasassa voivat tilata verinäytteenottotarvikkeet. Tilatut tuotteet noudetaan Vaasan keskussairaalan laboratoriosta (Hietalahdenkatu 2-4, 3 kerros) ja ovat noudettavissa n. 1 viikko tilauksen saapumisesta. Hoitoyksiköt voivat ottaa tarvitsemansa tuotteet ilman tilausta samalla kun tuovat näytteitä laboratorioon.

## OHJE TILAAJALLE

**Kuka tilaa:** Vaasan alueen hoitoyksiköt, näyte analysoidaan Fimlabissa

**Tilaus toimitetaan:** sähköpostin liitteenä osoitteeseen [materiaalitvaasa@fimlab.fi](mailto:materiaalitvaasa@fimlab.fi)

Tarvike		Tuotenumero	Tilaus yksikkö	Tilattava määrä
<b>EDTA-putket</b>	5/3 ml EDTA K2 (violetti korkki)	368499	kpl	
	5/2 ml EDTA K2 (tumma violetti korkki)	368274	kpl	
	5/4 EDTA K2 (tumma violetti korkki)	366164	kpl	
	mikroputki EDTA K2 500 mikrol	450532	kpl	
	5/6 ml EDTA K2	365900	kpl	
	<b>Seerumiputket</b>	5/4 ml seerumi (puna/musta korkki)	365904	kpl
5/4 ml seerumigeeli (puna/keltainen korkki)		454078	kpl	
<b>Hepariiniputket</b>	5/3 ml Li-hepar. (mintunvihreä korkki)	368497	kpl	
	mikroputki Li-hep 500 mikrol	365986	kpl	
<b>Metallit ja hivenaineet</b>	7/6 ml Na-hepar. (tumma sin./musta korkki)	456080	kpl	
<b>Sokeriputki</b>	5/2 ml FC mix tube (harmaa korkki)	454511	kpl	
<b>Sitraattiputket</b>	5/1,8 ml Na-sitraatti (vaal.sin korkki)	363047	kpl	
	Vacurette 4NC ESR sodium citrate 3,2 % (lasko)	729073	kpl	
<b>Virtsanäyteputki</b>	VACUTAINER muovi 10ml (säilöntäaineella)	11.2453.001	kpl	
	VACUTAINER muovi 4ml (säilöntäaineella) U-BaktEVi varten	364958	kpl	
	VACUTAINER muovi 4ml (valkoinen korkki)	454001	kpl	
<b>Ulostepurkki</b>	Näytepurkki lusikalla	V201091	kpl	
<b>Bakteeriviljelytikku</b>	M40 näytteenottotikku elatusaineputkessa	VLL0110037	kpl	

## Tilaaajan tiedot

Tilaaajan nimi (selvästi)		Puhelinnumero	
Tilaava yksikkö		Tilauspäivä	